

保証書

WARRANTY

この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

こちらは本機器の保証書となります。保証書を紛失された場合には再発行できません。

保証書及びレシートの提示がないと、万が一破損や故障した場合には保証サービスが受けられませんのであらかじめお客様自身でお客様名、電話番号、ご住所をご記入いただき、大切に保管してください。

※本書は日本国内においてのみ有効です。

製造番号		商品名	CLEAR/SP BIITO PRIME
お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日から1年間
お客様名		電話番号	
ご住所			
販売店			

【注意】弊社は本機器のご購入日から1年間の保証期間を設けております。

尚、保証範囲と保証内容の制限がございますので、取扱説明書の保証の欄をよくお読みの上、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

家庭用光美容器

BIITO PRIME

取扱説明書

CONTENTS

目次

• 安全上のご注意	3
• 製品紹介	7
• 製品構造	8
• 安全機能	11
• 操作方法	12
• オート照射モードの使い方	15
• 使用後のスキンケア	15
• 本製品のメンテナンス方法	16
• 故障かな?と思ったら	17
• エラー表示	18
• お問い合わせ	18
• 製品保証	19
• 保証書	20

安全上のご注意 | SAFETY PRECAUTIONS

本製品CLEAR/SP BIITO PRIMEをご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をお読みください。
※本機器は医療機器ではありません。

お肌を守るために、ご使用時には本製品をお肌にしっかり密着させて使用してください。

- 素肌の状態（化粧品等を塗布していない状態）で、本製品を使用してください。
- 必ず本取扱説明書通りに、使用してください。
- ご不明な点がございましたら、お客様サポートデスクにご連絡ください。

- ⚠ **危険** 誤った取り扱いをすると人の死亡や重傷に至る危険が差し迫って発生する可能性がある内容を示します。
- ⚠ **警告** 誤った取り扱いをすると人の死亡や重傷に至る危険が想定される内容を示します。
- ⚠ **注意** 誤った取り扱いをすると人が障害を負ったり、物的損害が発生することが想定される内容を示します。

⚠ 危険 | DANGEROUS

本製品は防水仕様ではありません。本体を水洗いしたり、浴室やキッチンなどの水まわりの近くで使用したりすることは絶対におやめください。

濡れた手で本製品を操作・使用しないでください。

濡れたお肌には使用しないでください。

本製品を分解・改造しないでください。感電の原因になります。

アダプタ・ケーブル類は、必ず専用のものをご使用ください。

直射日光の当たる場所や水回りで、保管しないでください。

使用する際に、サングラスをつけるようお勧めします。

目の周りに使用しないでください。サングラスは目を保護することができますが、目の周りで使用すると光が完全に遮断されないことがあります。

毛が生えている場合、毛を剃ってから使用してください。

次の部位には、本製品を使用しないでください。

- | | | | |
|---------------|----------------|----------|---------------------|
| 1. 口の内部、性器、粘膜 | 4. 上眼瞼、眼球、目の周り | 7. ヘソ周り | 10. 大静脈 |
| 2. 整形、手術した部位 | 5. ニキビ | 8. 耳 | 11. タトゥー、ボディペインティング |
| 3. 甲状腺 | 6. シミ、ほくろ | 9. 乳首、乳輪 | |

（ご不明点がある場合は掛かりつけの医師にご相談ください）

次に当てはまる方は、本製品の使用をお控えいただくか、該当の部位には本製品を使用しないでください。

- 妊婦、授乳中、生理中の女性、糖尿病、肌が弱い方、光に敏感な方は使用しないでください。
- 心臓病、高血圧、悪性腫瘍、毛包炎、感染性皮膚炎、火傷した皮膚、抗凝固障害の方は使用しないでください。
- コラーゲン・代謝異常、瘢痕体質、傷が治りにくい方は使用しないでください。
- 血管疾患の方や、お手入れ部位に毛細血管拡張がある方は使用しないでください。
- 光過敏症の方や、皮疹やアレルギーになりやすい方は使用しないでください。
- 使用部位に感染症や疱疹、肌トラブル、血腫のある方は使用しないでください。
- 自己免疫疾患（HIV感染、エリテマトーデス、ポルフィリン症など）のある方は使用しないでください。
- 出血症患者は使用しないでください。イソトレチノイン、ヒドロキシ酸、サリチル酸、アゼライン酸を使用している方も同様です。
- 30日以内に脱毛を受けた方や肌の美白の施術を受けた、或いはビタミンA含有の化粧品を使った方はお肌の状況を確認しながら使用してください。
- アロマ製品と一緒に使用するのをやめてください。照射する部位の皮膚はクリームや潤滑液、また、ほかの化粧品がついていない状態で使用してください。皮膚が汚れていたり、湿っている状態で使うと、使用感が変わったり製品へのダメージにつながる可能性があります。
- アスピリン、免疫抑制剤、イソトレチノインを服用中の方は使用しないでください。
- 光に敏感に反応する薬（テトラサイクリン系抗生物質、サルファ薬など）を服用した方の使用は避けてください。
- 紫外線ダメージ（火傷）のある方は使用しないでください。
また、粘膜などの敏感部位には使用しないでください。
- 治療中のキズがある部位は使用しないでください。
- 多毛症、及び、ほかの病気により多毛症状のある方は使用しないでください。
- 痛み止め薬を服用した場合は薬の効果がなくなるまでのご使用を控えてください。
- 皮膚や毛の色が濃い場合、火傷の可能性があるので使用しないでください。
- フィラーインジェクションやボトックス注射を受けた部位に使用しないでください。

9歳以下の方に使用しないでください。また、幼児の手の届かない場所で使用・保管するようにしてください。
未成年者は保護者の方が付き添って、一緒にご使用ください。

アダプター・ケーブル類が破損していたり、傷んでいた場合は本製品を使用しないでください。

❗ 警告 | NOTICE

本取扱説明書通りにご使用ください。
説明書通りにご使用にならないと、トラブルなどの原因となります。

本製品を使用した直後は制汗剤を使用しないでください。

照射面にホコリ等が付着した状態で本製品を使用しないでください。

照射面を磁気のある場所に近づけないでください。故障や破損等の原因になります。

排気口をふさがしないでください。故障等の原因になります。

黒いものに使用しないでください。故障等の原因になります。

服や髪の手など肌以外の場所に使用しないでください。故障や破損等の原因になります。

ペットや動物に使用しないでください。

目の周りに使用しないでください。

故障や劣化を防ぐために、使用後は本製品に付着している汚れをきれいに拭いてください。

お肌の状態に応じて、照射レベルを設定してください。（初めて使う時は、必ずレベル1から使ってください。）

使用後は、お肌の乾燥を防ぐために保湿剤などを使用してください。

電源を入れて放置せず、使い終わったら必ず電源を切ってください。

使用環境の温度差が20度以上（低温から高温またはその逆）の場合、一度電源をオフにして2時間以上放置してから使用してください。


火災や感電のおそれがあるため、付属の電源コード、アダプターを他の機器に使用しないでください。

可燃物及び爆発物（スプレー、灯油、ガソリンなど）の近くで使わないでください。発火等の危険性があります。


本製品の推奨使用室温は4～40℃です。使用する前に室温をご確認ください。

ご使用から24時間以内は、できる限り使用部位を紫外線に当てないでください。

⚠ 使用上の注意事項 | BE CAREFUL



肌色が黒い方は
本製品を使用しないで
ください。



使用の前後には
なるべく照射部位に
紫外線を当てないように
してください。



暗い環境の中では
使用しないでください。




使用する際は
サングラスを
装着してください。



使用する前に
電気シェーバーで
毛を剃ってください。




初めて使用する時は
必ずLOWからにして
ください。



直射日光の当たる場所で
使用しないでください。
故障の原因になります。



本製品に強い衝撃を与え
たり、振らないでください。



アタッチメント破損の
原因となる為、照射面から
アタッチメントを取り外して
台座に置いてください。

製品紹介 | PRODUCT INTRODUCTION

製品特徴



- クリスタル冷却で、お肌を冷やしながらお手入れが可能です。
- 照射面がフラットで、簡単にお手入れができます。
- 操作方法が簡単です。


製品情報

本体+台座寸法	132.27mm × 261.35mm × 78.57mm
電圧	AC100-240V 50/60Hz
定格電流	1.5A
照射面積	3.4 cm ²
照射モード	High モード MID モード Low/Kids モード
照射レベル	5段階調整

本体	BIITO PRIME	1台
	電源コード	1本
付属品	フェイシャルアタッチメント FA	1個
	アタッチメント M	1個
	アタッチメント S	1個
	サングラス	1個
	取扱説明書	1冊

製品構造 | PRODUCT STRUCTURE





安全機能 | SAFETY FEATURES

• 肌色センサー(肌色識別)

肌色センサーが照射面の肌色を5段階で読み取り、照射レベルを自動で調整します。肌の色が規定範囲外もしくはセンサーが肌に密着していない場合、本体・台座部にあるセンサー識別表示(○)が赤色に点灯します。白色点灯にならないと照射できません。※アタッチメント装着時、肌色識別機能はOFFになりますので、照射レベル設定の肌色区分に合わせて設定をしてください。

• 接触センサー

照射部を取り囲むように360度に設置されています。照射部および接触センサーが肌に接触していないと照射できません。

• 自動シャットダウン機能

電源をオンにしてから操作しない状態が10分間続くと、自動的に電源がオフになります。また、20分以上連続照射した場合、本体の保護機能が作動して自動的に電源がオフになります。電源がオフになったあと、しばらくの間ファンが動作しますが、異常ではありません。

• 冷却機能

電源をオンにすると自動で照射面の冷却が開始されます。長時間連続照射すると冷却が効きにくくなる可能性がありますので、冷却が効きにくいと感じた場合は一度電源をオフにして少し時間を置いてからご使用ください。

操作方法 | INSTRUCTIONS



BIITO PRIMEの使い方

ご使用前に左記QRコードからWEBにアクセスの上、使用方法を確認いただいた後、正しく安全にお使いください。




01 ムダ毛の処理

お手入れ箇所の毛を電気シェーバーなどで処理します。
※毛をきれいに剃らないと、照射した時にトラブルが発生しやすいです。



02 照射面の消毒

アルコールで湿らせたコットンまたは綿棒で照射面の消毒をします。
※電源がついていない状態で行ってください。
※繊維が残らないように拭き取ってください。



03 通電確認／電源接続

ACケーブルを台座のアダプターに差し込み、プラグをコンセントに差し込みます。



04 電源ON

電源ボタンを長押しして電源をONにすると微振動が起こりファンが動作します。液晶画面にLow/Kidsが表示されます。

Low
Kids

05 液晶画面表示

モードデフォルト設定はLow/Kidsとなります。
台座液晶部には照射可能数量が表示されてます。



06 サングラスをつける

使用する際は、目を保護するためにサングラスを装着してください。



短押しでモード切り替え
長押しでAuto ON/OFF



長押しで電源ON/OFF
短押しでパワーレベル調整
(アタッチメント装着時)

07 照射開始

照射面をお肌(お手入れ部位)に当てると接触センサーランプが白色に点灯します。これは照射可能な状態を示しています。
赤色に点灯した場合、照射部もしくは接触センサーがしっかりと肌にあたっていないか、肌の色が規定範囲外である可能性があります。
赤色点灯の場合、照射不可となります。

※アタッチメントを付けるとパワーレベルを5段階で切り替えることができます。
アタッチメント無しの状態ですとパワーレベルの調整は行えません。



08 肌色センサー

お肌の色が規定範囲外であった場合、肌色センサーが反応し照射を行うことができません。
お肌の状態を確認しながら使用してください。



09 使用後のケア

使用後は、お肌を保冷剤や冷たいタオルで冷やし、化粧水やクリームなどで保湿してください。

ご使用のポイント

- ① 脇のお手入れ
お手入れする前に、脇についている制汗剤、香水、その他化粧品などをきれいに拭きとってください。
シワのある部位は指先で伸ばして使用してください。
- ② Vラインのお手入れ
色素沈着、色が黒ずんでいるところはレベルを下げて使用してください。
慣れるまではレベル1を使用してください。
- ③ 手と足のお手入れ
丸みのある部位はなるべく伸ばし、しっかり照射面を密着させて使用してください。

▼ 下記に該当する箇所への使用はできません。

傷痕、傷のある治療中の部位、色が濃い部位、目の周り、しもやけ跡、ほくろ、
タトゥーのある部位、日焼けした箇所、火傷した箇所・火傷痕。

※使用後24時間以内は、なるべく紫外線に当てないでください。 ※照射面から出る光を直視しないでください。

照射レベルの設定

アタッチメント未装着時は、自動で設定されます。
アタッチメント装着時は、手動で設定のため、下記の表を参考に設定してください。

肌色 毛の太さ・量						
細い・少ない	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1	レベル1	使用不可
普通・普通	レベル3	レベル2	レベル1	レベル1	レベル1	使用不可
太い・多い	レベル2	レベル1	レベル1	レベル1	レベル1	使用不可

使用頻度(目安)

期間	第1～4週	第5～8週	第9～12週
頻度	2～3回/週	1～2回/週	1～2回/月


オート照射モードの使い方 | AUTO MODE

01 オート照射モードを選択する

モード切り替えボタンを長押しすることで
表示画面にオート照射モードアイコンAutoが
表示され、設定完了となります。



短押しでモード切り替え
長押しでAuto ON/OFF



02 お手入れスタート

照射面をお肌に密着させることで、照射ボタン
を押さなくても一定間隔で照射されます。
照射面をゆっくりスライドさせて照射位置を
変えてください。
再度モード切替ボタンを長押しすることで
手動モードに戻ります。

※何も操作がないと約10分後に自動で電源OFFになります。
また、電源を入れてから20分経つと、使用中でも自動で電源が切れます。

使用後のスキンケア | SKIN CARE

- 使用直後に香水、機能性化粧品、スクラブ成分含有の化粧品をお手入れ部位に使用しないでください。
- 使用後24時間以内は、なるべく紫外線に当てないでください。必要であれば日焼け止めを使用してください。
- お肌などに異常が発生したら、ただちに使用を止め、医師にご相談ください。
- 日焼けをした状態で使用をすると、トラブルの原因となります。本製品を使用中は日焼けをしないように注意ください。日焼けをしてしまった場合、1週間以上空けてから本製品を使用してください。
- ムダ毛ケアした部位を整形する場合、掛かりつけの医師にご相談ください。
※正しい手順で使用しても、お肌にトラブルが発生してしまう可能性があります。お肌にトラブルが発生した際は本製品の使用を中止し、医師にご相談ください。


本製品のメンテナンス方法 | CLEANING AND MAINTENANCE

本体

製品の効果と製品寿命を保つために、使用後は必ず毎回本製品のお手入れをしてください。照射面に毛やホコリが付いた状態で使用すると、効果の低下や製品の劣化に繋がります。綿棒やコットンなどでしっかり拭き取ってください。



- 照射面と本体をきれいにしてください。
 - 本製品は水洗いをしないでください。
 - 研磨剤入りの洗剤（歯磨き剤）または腐食性の液体（ガソリン、エンジンオイル、アセトン）で本製品を洗わないでください。
- ※照射面の汚れがきれいに取れない場合、本製品の使用をおやめください。



- 必ず電源を切り、プラグをコンセントから取り外してください。
 - 柔らかい布やコットンで本体を拭きとってください。
 - 柔らかい布を水で濡らして照射面を拭いてください。
- ※アルコールを含んだウェットティッシュ（96%以下）をご使用いただいてもかまいません。

リサイクル



本製品を破棄する時は、各自治体の処理方法に従って破棄してください。

故障かな？と思ったら | TROUBLESHOOTING

下記方法で解決できない場合はお問い合わせいただきました販売店舗やお客サポートデスクへお問い合わせいただきますようお願いします。

問題	考えられる原因	解決方法
①電源が入らない	ACケーブル、DCケーブルがしっかり差し込まれていない。	各ケーブル、プラグをしっかり差し込む。
②照射できない	照射ヘッド、本体の温度が高すぎる、照射面が密着していない。	本体が常温まで下がってから照射する。 又は照射面をしっかり密着させる。
③接触センサーランプが光らない	照射面が密着していない。 又は機器不良。	電源を入れ直す。 直らない場合は修理又は交換。
④照射した時に臭いがする	照射面に汚れがある。 （毛がついている 等）	照射面を綺麗にお手入れする。 お手入れ箇所の毛をしっかりと剃る。
⑤使用中、違和感を感じる	お手入れ箇所の毛を剃ってない。	毛をしっかりと剃る。
	レベルが高すぎる。	レベルを下げる。
	照射面が破損している。	修理または交換。
⑥使用中、本製品が熱くなる	使用時間が長すぎる。	電源をOFFにして本体が常温まで下がってから使用してください。

エラー表示 | ERROR DESCRIPTION

異常が発生して下記内容で対応できない場合はお客様サポートデスクへご連絡ください。
修理交換対応の際に必要となりますので、保証書及び購入履歴（レシート等）を大切に保管する
ようお願いします。

機器症状	アラート	解決方法
通気口温度異常	レベル1～3のランプが点滅	使用を止め電源オフにして、本体温度が下がってから電源を入れ直してください。 それでも問題が解決しない場合、 内部部品交換となります
温度センサー異常	レベル1～5のランプが20回点滅、 自動でシャットダウン	内部の配線の 修理・交換対応になります
ファン故障	レベル1～2のランプが20回点滅、 自動でシャットダウン	内部の部品交換対応になります
冷却不良	レベル1～4のランプが20回点滅、 自動でシャットダウン	内部の部品交換対応になります
内部異常	レベル1のランプが10回点滅、 自動でシャットダウン	内部の部品交換対応になります

お問い合わせ | CONTACT

株式会社NBS お客様サポートデスク

 **0120-052-506** (info@nbs-nbs.com)

受付時間 月～金 10:00～18:00 (土・日・祝祭日を除く)

販売元 株式会社NBS

〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田4丁目1番6号 NBSビル 5階
NBSカスタマーセンター宛
TEL:052-339-5572



公式サイトはこちら



NBS 家庭用機器カスタマーサポート

不具合・修理については LINE でもお問合せいただけます。

製品保証 | GUARANTEE

【保証について】

商品に不具合があった場合、ご購入から1年の保証期間内であれば無償でメンテナンス、または機械の交換をさせていただきます。但し故意過失で本機器が故障、破損した場合や保証期間が過ぎてしまった場合は、無償のメンテナンスや、交換は受けられませんのでご了承ください。尚、保証期間内の対応をさせていただいた後も保証期間が残っている場合、保証対象期間は継続となります。また、保証対応を受ける際は保証書及び購入履歴（レシート等）の提示が必要となります。予め保証書に必要事項をご記入していただきますようお願いいたします。保証書をなくされても再発行は致しませんのでご了承ください。

【保証内容の制限】

- ・保証対応を受ける際は保証書及び購入履歴（レシート等）の提示が必要です。
- ・保証書にお客様名、ご住所、お電話番号の記入をお願いいたします。

※お買い上げ年月日を書き換えられた場合は、保証対象外となりますのでご了承ください。
・本機器を送る際に不十分な梱包状態で発送され、それにより故障した場合の保証は致しかねますのでご了承ください。

【不具合の対応】

本機器に不具合が生じた場合は、初めに [P17. 故障かな?と思ったら] をご確認ください。ご確認いただき、問題が解決されない場合は販売元までご連絡ください。修理または交換の手続きをご案内いたします。本機器受領後、当社はお客様の製品が部品または構造において不具合があるかどうかを確認し、不具合が保証の範囲内と判断させていただいた場合には製品の修理をいたします。尚、製品の修理が不可能と判断した場合は、当社の裁量にて新品または修理再生した別の製品と交換させていただきます。修理再生した別の製品は、当該製品と同種かつ同様の品質の製品とします。修理または交換に1ヶ月以上要する場合は、お客様にご連絡いたします。本製品の不具合が「保証対象外」と当社が判断した場合は、当社はお客様にその旨を通知し、有償で提供する修理についてご案内いたします。お客様が修理をしないことを選択された場合、または修理が完了した場合、直ちに製品をお客様に返却します。
※保証期間内、保証期間外ともに修理、交換を行う製品の送料は、原則送り主側の負担とさせていただきます。

下記いずれかの事由が生じた場合は保証期間内でも有償修理となります。

- ・使用上の誤りや不当の修理、改造による故障および損傷。
- ・取扱説明書に記載以外の方法にて使用した場合による損傷。
- ・自然消耗、摩擦、さび、カビ、むれ、腐敗、変質、変色、電池の液漏れ、その他類似の事由、または害虫、害獣による損害。
- ・お買い上げ後の衝撃、落下などによる故障および損傷。
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- ・保証書に記載された商品と異なる場合（保証書が改ざん、改変された場合も含みます）。
- ・一般家庭以外での使用（業務用の長時間使用や規格外の電圧を使用）によって生じた破損。
- ・本体以外の付属品に単独で生じた破損。
- ・本機器を推奨環境以外で使用した場合の故障。

※お客様の個人情報やご相談内容の修理を進めるにあたり、記録を残すことがあります。これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。
※保証書はこれに明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについてご不明な場合、お買い上げ販売店にお問い合わせください。